


## ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ

**ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ** – это уникальная запатентованная методика, основанная на компрессионной микровибрации. Это эффективный и безопасный способ снижения веса, борьбы с целлюлитом и моделирования фигуры. Процедура проводится на оригинальном итальянском аппарате Endospheres Therapy без операционного вмешательства и реабилитации.



### О ТЕХНОЛОГИИ

Метод ENDOSPHERES THERAPY® безопасен и неинвазивен, идеально подходит для уменьшения веса, решения проблем целлюлита, улучшения кровообращения и лимфотока, дает хорошие результаты в лечении крупных мышц спины, ягодиц.



Воздействие компрессионной микровибрации осуществляется за счет цилиндрической манипулы, которая содержит 50 вращающихся силиконовых сфер, расположенных в виде «пчелиных сот». Вибрация и компрессия создают эффект лимфатического насоса. Сочетание этих сил определяют интенсивность воздействия и позволяют адаптировать методику под потребности каждого пациента.

## КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА



- Проведение терапии не требует специальной подготовки.
- Программа процедуры рассчитана на 75 минут.
- Аппаратный массаж проводится с использованием специального масла. Во время процедуры пациент находится в горизонтальном положении, а врач-косметолог поочередно обрабатывает области тела.
- Сферы вращаются и вибрируют, силиконовые ролики воздействуют на кожный покров и мышцы. Неприятных ощущений и боли в ходе процедуры не возникает.
- Реабилитация не требуется.



## ОСОБЕННОСТИ

### Дисплей на манипуле

Возможно считывать необходимую информацию прямо с дисплея на манипуле: частота, давление и время процедуры.

### Совершенная чистота и гигиена


Механизм «Click-off» для быстрой дезинфекции манипулы

### Сенсор давления

Передаёт информацию о субстанции кожного слоя благодаря особой оптической функции, которая позволяет определить силу давления

### Индикатор направления

Указывает на направление движения лимфы. Необходимая функция для правильного лимфодренажа



### Расположение сфер как "пчелиные соты"

Из не аллергенного силикона, особого размера и плотности



## РЕЗУЛЬТАТ



Уже после первой процедуры кожа становится гладкой и подтянутой, уходят отеки, лишний вес и целлюлит. Для достижения максимального результата следует пройти курс из 6-12 сеансов. После прохождения курса пациенты отмечают значительную коррекцию фигуры и уменьшение до 2 размеров в одежде.